

AcryCette



🇮🇹 Facette in polimero acrilico studiate per semplificare e rendere più veloce la realizzazione di manufatti protesici provvisori.

Le Acry Cette sono caratterizzate da:

- Semplicità d'impiego e di applicazione
- Garanzia di stabilità cromatica
- Durezza
- Ottimo effetto estetico
- Ampia disponibilità di forme e colori

🇬🇧 Acrylic polymer facings designed to make the construction of provisional prosthetic products easier and faster.

The key features of Acry Cette are:

- Ease of use and application
- Guarantee of colour stability
- Hardness
- Excellent aesthetic results
- Wide range of shapes and colours



🇫🇷 Facettes en polymère acrylique pour simplifier et rendre plus rapide la réalisation des prothèses provisoires.

Les Acry Cette se caractérisent par :

- leur simplicité d'utilisation et d'application,
- la garantie de leur stabilité chromatique,
- leur dureté,
- leur effet esthétique optimal,
- leur vaste gamme de formes et de couleurs.



🇪🇸 Facetas de polímero acrílico estudiadas para simplificar y acelerar la realización de manufacturados protésicos provisionales.

Las Acry Cette se caracterizan por:

- Simplicidad de utilización y de aplicación
- Garantía de estabilidad cromática
- Dureza
- Efecto estético óptimo
- Amplia disponibilidad de formas y colores



**Ruthinium®
Group**

We take care of your smile

Dental Manufacturing S.p.A.

Via Cà Mignola Nuova, 1699

45021 Badia Polesine - Rovigo (Italy)

+39 0425 51628 - 0425 590587 Fax +39 0425 590156

www.ruthinium.it - info@ruthinium.it

**SUPERIORI • UPPER
MAXILLAIRES • SUPERIORES**

E1

- (1) 43,3
- (2) 8,7
- (3) 10,4
- (4) 8,1



E2

- (1) 42,7
- (2) 9,2
- (3) 11,0
- (4) 8,1



E3

- (1) 45,0
- (2) 10,1
- (3) 12,1
- (4) 8,4



E4

- (1) 48,8
- (2) 10,5
- (3) 12,7
- (4) 8,8



F3

- (1) 42,2
- (2) 9,8
- (3) 12,4
- (4) 7,9



F4

- (1) 48,3
- (2) 10,4
- (3) 12,5
- (4) 8,6



G2

- (1) 44,5
- (2) 9,2
- (3) 10,5
- (4) 8,2



G3

- (1) 44,8
- (2) 9,8
- (3) 11,6
- (4) 8,2



G4

- (1) 48,3
- (2) 9,3
- (3) 11,8
- (4) 8,7



H4

- (1) 43,8
- (2) 9,0
- (3) 11,4
- (4) 8,0



**INFERIORI • LOWER
MANDIBULAIRES • INFERIORES**

K4

- (1) 34,6
- (2) 9,8
- (3) 11,3
- (4) 5,0



K5

- (1) 34,0
- (2) 9,0
- (3) 10,9
- (4) 5,1




K6

- (1) 35,0
- (2) 9,8
- (3) 11,0
- (4) 5,3




K8

- (1) 40,0
- (2) 8,2
- (3) 10,1
- (4) 6,1



K9

- (1) 38,5
- (2) 9,5
- (3) 11,2
- (4) 6,5



K10

- (1) 40,0
- (2) 12,2
- (3) 14,0
- (4) 5,7



**Colori • Shades • Couleurs • Colores
A2 - A3 - A3,5 - B2 - C1 - C2 - D2 - D3**



Triangolare
Triangular
Triangulaire
Triangular



Ovale
Oval
Ovale
Oval



Quadrata
Square
Carée
Cuadrada

