

Descripción:

Silicona por condensación para Laboratorio.

Mayor dureza y rigidez, 95Sh.A.

Indicaciones:

- Reparación y realización de prótesis.
- Mascarillas de resina
- Duplicado de modelos
- Separación dientes-yeso en mufla.

Características:

- Blando en fase de mezcla
- Ausencia de reacción con la resina
- Excelente estabilidad dimensional
- Optima resistencia al calor.

Datos Técnicos	
Color	Verde Claro
Tiempo de Mezcla**	1.5 ' Aprox
Tiempo de Fraguado Total**	5 ' Aprox.
Retracción Lineal	< 0.4
Recuperación Elástica	99.4%
Dureza Después de 24 h	85 Sh.A

Presentación:

Envase de 1 Kg.
Cubeta de 5 Kg.